



- adaptiv
- modular
- sprachfreies Aufgabenmaterial
- Paralleltestform
- Rasch-Modell-konform
- Zusatzgerät erforderlich
- hohe Testsicherheit
- breites Normspektrum
- CogniPlus-Verknüpfung
- Testform vorhanden für Online-Vorgabe open mode

- Arabisch
- Bosnisch
- Bulgarisch
- Chinesisch (Kurzzeichen)
- Chinesisch (Langzeichen)
- Dänisch
- Deutsch
- Englisch
- Estnisch
- Farsi
- Finnisch
- Französisch
- Griechisch
- Niederländisch
- Hindi
- Isländisch
- Italienisch
- Japanisch
- Kroatisch
- Polnisch
- Portugiesisch Brasilien
- Portugiesisch
- Rumänisch
- Russisch
- Schwedisch
- Serbisch
- Slowakisch
- Slowenisch
- Spanisch
- Tschechisch
- Türkisch
- Ungarisch
- Urdu
- Vietnamesisch



-Staff & Management Assessments  
 -Manufacturing & Safety Assessments  
 -Job & Career Placements  
 -Academic Testing

### Einsatz

Erfasst die Wortflüssigkeit. Damit wird die Fähigkeit bezeichnet Wörter mit bestimmten Eigenschaften im mentalen Lexikon zu finden und auszudrücken. Es können zwei Subdimensionen der Wortflüssigkeit unterschieden werden: die semantische und lexikalische (oft auch als phonematisch bezeichnete) Wortflüssigkeit. Für die Funktionsfähigkeit im beruflichen und sozialen Alltag ist ein gewisses Ausmaß an Wortflüssigkeit unerlässlich. Die Messung der Wortflüssigkeit spielt vor allem im klinisch-neuropsychologischen Kontext eine Rolle, da viele verschiedene neurologische und psychiatrische Störungen mit Beeinträchtigungen in der Wortflüssigkeit einhergehen.

### Aufgabe der Testperson

Die Testperson nennt innerhalb von einer bzw. zwei Minute(n) so viele Wörter wie möglich, die mit einem bestimmten Buchstaben anfangen (lexikalische Wortflüssigkeit) oder zu einer bestimmten Kategorie zugeordnet werden können (semantische Wortflüssigkeit).

### Testformen

- S1: Standardform semantische Wortflüssigkeit.
- S2: Parallelform semantische Wortflüssigkeit.
- S3: Standardform lexikalische Wortflüssigkeit.
- S4: Parallelform lexikalische Wortflüssigkeit.

### Auswertung

Folgende Hauptvariablen werden ausgewertet:

- > Wortflüssigkeit.
- > Gesamtfehleranzahl.
- > Regelbrüche.
- > Wiederholungen.

### Dauer

Ca. 4 Minuten je Testform.

### Vorgabealter

Normen ab 18 Jahren.  
 Altersspezifische Normen für 50+ Jahre.

### Besonderheiten

Achtung: die Vorgabe benötigt unbedingt einen Testleiter!

### Auswertungselemente

<input checked="" type="checkbox"/>	Tabelle	<input checked="" type="checkbox"/>	Testprotokoll
<input checked="" type="checkbox"/>	Profil		Itemanalyseprotokoll
<input checked="" type="checkbox"/>	Bearbeitungszeit		Verlaufsdarstellung
<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidenzintervall		Spezielle grafische Ergebnisdarstellung
	Profilanalyse		Aufbereiteter Word-Report